

SOMMARIO

|   |   |
|---|---|
| Esame istologico biopsia chirurgica .....   | 2 |
| Esame istologico biopsia endoscopica o con ago sottile.....                             | 2 |
| Esame istologico biopsia estemporanea.....  | 3 |
| Esame citologico su liquido biologico .....   | 3 |
| Esame citologico per Papanicolau su vetri strisciati .....                              | 4 |
| Esame citologico per May-Grunwald Giemsa su vetri strisciati .....                      | 4 |
| Consulenza istologia su preparati allestiti.....  | 5 |
| Consulenza immuno-istochimica su preparati allestiti .....                              | 5 |
| Diagnosi di biopsia renale.....   | 6 |
| Diagnosi in microscopia elettronica a trasmissione di campioni biotici .....            | 6 |
| Diagnosi in microscopia elettronica a trasmissione delle ciglia (brushing nasale) ..... | 6 |
| Esame isto-enzimatico-ultrastrutturale biopsia mucolare.....                            | 7 |

**Emissione 1**

**DATA DI APPLICAZIONE: 01/04/2017**

**FIRMA DI APPROVAZIONE: Prof.ssa A. D' Errico**

| Denominazione dell'esame | Materiale biologico | Contenitore | Q.tà/vol. minimo | Additivi | Raccomandazioni | Conservazione e trasporto | Modalità particolari | Sett. di esecuzione e Rif. Tel. Pad 18 |
|--------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------|-----------------|---------------------------|----------------------|--|
|--------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------|-----------------|---------------------------|----------------------|--|

|  |                            |   |  |  |   |   |   |   |
|--|----------------------------|---|--|--|---|---|---|---|
| <p><b>Esame istologico biopsia chirurgica</b></p>                    | <p>prelievo chirurgico</p> | <p>Contenitore per pezzi chirurgici ermeticamente chiuso<br/>Con marchio CE IVD</p> |  | <p>- A fresco<br/><br/>- Formalina tamponata 10% pH7,3</p> | <p>Dati anagrafici del Pz. anche sul contenitore<br/><br/>Ricordarsi che il rapporto tra materiale biologico e liquido fissativo, deve essere non meno di 1: 20<br/><br/>Mantenere separati contenitore e foglio di accompagnamento</p> | <p>Consegna immediata<br/><br/>Consegna entro 24h dall'esecuzione</p>               | <p>Consegna con :<br/>- modulistica di accompagnamento debitamente compilata, sia nella parte clinica che amministrativa<br/>- registro di consegna</p> | <p>Accettazione-Laboratorio Piano -1 Pad.18<br/>Tel. : 3603 4531 4530</p> |
| <p><b>Esame istologico biopsia endoscopica o con ago sottile</b></p> | <p>Agobiopsia</p>          | <p>Provetta o contenitore per pezzi anatomici<br/>Con marchio CE IVD</p>            |  | <p>- Formalina tamponata 10% pH7,3</p>                     | <p>Dati anagrafici del Pz. anche sul contenitore<br/><br/>Ricordarsi che il rapporto tra materiale biologico e liquido fissativo deve essere non meno di 1: 20<br/><br/>Mantenere separati contenitore e foglio di accompagnamento</p>  | <p>Consegna entro 24h dall'esecuzione<br/><br/>Trasporto in posizione verticale</p> | <p>Consegna con:<br/>- modulistica di accompagnamento debitamente compilata, sia nella parte clinica che amministrativa<br/>- registro di consegna</p>  | <p>Accettazione-Laboratorio Piano -1 Pad.18<br/>Tel. : 3603 4531 4530</p> |

| Denominazione dell'esame                     | Materiale biologico | Contenitore   | Q.tà/vol. minimo | Additivi                           | Raccomandazioni  | Conservazione e trasporto | Modalità particolari  | Sett. di esecuzione e Rif. Tel. Pad 18  |
|--|---------------------|---|------------------|------------------------------------|--|---------------------------|---|---|
| <b>Esame istologico biopsia estemporanea</b> | prelievo chirurgico | Contenitore per pezzi chirurgici Con marchio CE IVD |                  | <b>NESSUNO</b><br>Inviare a fresco |  | Consegna immediata        | Comunicazione telefonica<br><br>Consegna con:<br>- modulistica di accompagnamento debitamente compilata, con recapito telefonico del medico richiedente<br>- registro di consegna | Accettazione-Laboratorio<br>Piano -1 Pad.18<br>Tel. :<br>3603<br>4531<br>4530 |
| <b>Esame citologico su liquido biologico</b> |                     | Provetta Con marchio CE IVD                         |                  | <b>NESSUNO</b><br>Inviare a fresco | Mantenere separati contenitore e foglio di accompagnamento | Consegna immediata        | Consegna con:<br>-modulistica di accompagnamento debitamente compilata, sia nella parte clinica che amministrativa<br>- registro di consegna                                      | Accettazione-Laboratorio<br>Piano -1 Pad.18<br>Tel. :<br>3603<br>4531<br>4530 |

| Denominazione dell'esame  | Materiale biologico | Contenitore                     | Q.tà/vol. minimo | Additivi                          | Raccomandazioni   | Conservazione e trasporto          | Modalità particolari  | Sett. di esecuzione e Rif. Tel. Pad 18                                     |
|---|---------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| <b>Esame citologico per Papanicol au su vetri strisciati</b>        |                     | Contenitori idoneo al trasporto |                  | - Alcool etilico 95°<br>- citofix | Fissare il materiale appena strisciato con citofix o con alcool etilico 95° per 20 minuti | Consegna entro 24h dall'esecuzione | Consegna con:<br>- modulistica di accompagnamento debitamente compilata, sia nella parte clinica che amministrativa<br>- registro di consegna | Accettazione-Laboratorio Piano -1 Pad.18<br>Tel. :<br>3603<br>4531<br>4530 |
| <b>Esame citologico per May-Grunwald Giemsa su vetri strisciati</b> |                     | Contenitore idoneo al trasporto |                  |                                   | Non fissare, lasciare asciugare all'aria il materiale strisciato                          | Consegna entro 24h dall'esecuzione | Consegna con:<br>- modulistica di accompagnamento debitamente compilata, sia nella parte clinica che amministrativa<br>- registro di consegna | Accettazione-Laboratorio Piano -1 Pad.18<br>Tel. :<br>3603<br>4531<br>4530 |

| Denominazione dell'esame                                    | Materiale biologico                                   | Contenitore                     | Q.tà/vol. minimo  | Additivi  | Raccomandazioni | Conservazione e trasporto | Modalità particolari  | Sett. di esecuzione e Rif. Tel. Pad 18  |
|---|---|---------------------------------|---|---|-----------------|---------------------------|---|---|
| <b>Consulenza istologia su preparati allestiti</b>          | Sezioni istologiche o blocchetti di materiale incluso | Contenitore idoneo al trasporto | Blocchetto oppure 1 sezione colorata (EE) + <u>sezioni bianche</u> (in numero non inferiore a 2; previo accordo telefonico con il consulente prescelto) |   |                 |                           | inviare, previo accordo telefonico, consegna con:<br>- modulistica di accompagnamento debitamente compilata, sia nella parte clinica che amministrativa | Accettazione-Laboratorio Piano -1 Pad.18<br>Tel. :<br>3603<br>4531<br>4530            |
| <b>Consulenza immuno-istochimica su preparati allestiti</b> | Sezioni istologiche o blocchetti di materiale incluso | Contenitore idoneo al trasporto | Blocchetto oppure 1 sezione colorata (EE) + <u>sezioni bianche</u> (in numero non inferiore a 5; previo accordo telefonico con il consulente prescelto) | Sezioni bianche su <b>VETRI SILANATI</b> o <b>equivalenti</b> |                 |                           | inviare, previo accordo telefonico, consegna con:<br>- modulistica di accompagnamento debitamente compilata, sia nella parte clinica che amministrativa | Laboratorio di Immunocitopatologia Oncologica Pad.18<br>Tel.:<br>3088<br>3089<br>4655 |

| Denominazione dell'esame   | Materiale biologico          | Contenitore                      | Q.tà/vol. minimo  | Additivi  | Raccomandazioni   | Conservazione e trasporto                               | Modalità particolari  | Sett. di esecuzione e Rif. Tel. Pad 18  |
|--|------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>Diagnosi di biopsia renale</b><br><br>In microscopia ottica, immuno-fluorescenza, ME    | Agobiopsia renale            | provette con tappo               | Ago biopsia sufficiente per essere <b>suddivisa in tre campioni</b> | <b>1.</b> Liquido di Serra<br><b>2.</b> PBS<br><b>3. Glutaraldeide 2.5% in Tampone cacodilato</b> | Inviare separatamente:<br><br><b>1.</b> un campione in liquido di Serra<br><b>2.</b> un campione in PBS<br><b>3. un campione in glutaraldeide</b> | consegnare appena eseguito il prelievo                  | inviare, previo accordo telefonico, con:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• modulo di richiesta debitamente compilato, sia nella parte clinica che amministrativa</li> <li>• impegnativa (per i pazienti esterni)</li> </ul> | Accettazione-Laboratorio Piano -1 Pad.18<br>Tel. : 3603 4531 4530<br>campione 3: 4514 3522 4592 |
| <b>Diagnosi in microscopia elettronica a trasmissione e di campioni bioptici</b>           | prelievo bioptico o chirurg. | Contenitore per pezzi chirurgici | Cubi di 1 mm di lato minimo, 2 mm massimo                           | Glutaraldeide 2.5% in Tampone cacodilato  | inserire il campione nel contenitore appena eseguito il prelievo; non lasciare all'aria né immergere in altri liquidi                             | conservare a +4°C e consegnare entro 3 ore dal prelievo | inviare con:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• modulo di richiesta esame ultrastrutturale</li> <li>• impegnativa (per i pazienti esterni)</li> </ul>  | Laboratorio Microscopia Elettronica Pad.18<br>Tel.: 4514 3522 4592                              |
| <b>Diagnosi in microscopia elettronica a trasmissione e delle ciglia (brushing nasale)</b> | Brushing nasale              | provetta con tappo               |   | PBS   |   | consegnare appena eseguito il prelievo                  | inviare, previo accordo telefonico, con:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• modulo di richiesta esame ultrastrutturale</li> <li>• impegnativa (per i pazienti esterni)</li> </ul>  | Laboratorio Microscopia Elettronica Pad.18<br>Tel.: 4514 3522 4592                              |

| Denominazione dell'esame  | Materiale biologico                                 | Contenitore                      | Q.tà/vol. minimo                                       | Additivi                           | Raccomandazioni  | Conservazione e trasporto   | Modalità particolari   | Sett. di esecuzione e Rif. Tel. Pad 18                              |
|---|---|----------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|---|
| <b>Esame isto-enzimatico - ultrastrutturale biopsia muscolare</b> | Agobiopsia (biopsia multipla) o prelievo chirurgico | Contenitore per pezzi chirurgici | Campione di circa 3/4mm di diametro e 5mm di lunghezza | <b>NESSUNO</b><br>Inviare a fresco | Preferibilmente:<br>▪ bicipite<br>▪ quadricipite<br>▪ deltoide<br><br><b>EVITARE</b> <u>sede di EMG o trauma</u> | Inserire il campione di muscolo in un contenitore (provetta, contenitore per pezzi chirurgici)<br>Il campione <b>NON</b> deve essere immerso in soluzione fisiologica, fissativo o altro liquido.<br>Inviare <b>IMMEDIATAMENTE</b> al laboratorio | Modulo richiesta esame ultrastrutturale compilato in tutte le sue parti<br><br>Contattare telefonicamente<br><b>7 gg prima:</b><br>Prof.ssa Cenacchi<br>Tel:<br>4514 | Laboratorio Microscopia Elettronica Pad.18<br>Tel.:<br>3522<br>4592 |